

Sturzmatte "BasiLag"



Unsere BasiLag Sturzmatte soll die Verletzungsgefahr eines Patienten beim Sturz aus dem Bett abmildern. Die Höhe des punktelastischen Schaumkernes und die verwendeten Materialien federn den Sturz ab. Mit einer Breite von 88 cm und einer Länge von 180 cm bietet die BasiLag Sturzmatte eine große Fläche vor dem Bett, um den Patienten vor Verletzungen durch Stürze schützen zu können. Die vollflächige Anti-Rutsch-Unterseite verhindert ein Verschieben der BasiLag Sturzmatte. Die abgeschrägten Kanten sollen ein stolperfreies Begehen der Matte ermöglichen. Der Bezug aus Polyurethan kann hygienisch aufbereitet werden - eine Wischdesinfektion mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln ist möglich. Bei Bedarf kann der Bezug mittels Reißverschluss abgenommen und bei 60°C gewaschen werden. Die Matte ist faltbar und kann mittels der Halteschlaufen einfach fixiert und von Bett zu Bett transportiert werden.

- Bezug aus PU ist wischdesinfizierbar und waschbar bis 60°C
- Schaumkern ist autoklavierbar bis 110°C
- OEKO-TEX Standard 100 und schwer entflammbarer Bezug (Crib 5)

Art.-Nr.	Größe	Gewicht	VE	Größe/VE	Gew./VE	MOQ	EAN-Code
9150-01619-27	880x1800x50mm		1 St	880x1800x50mm		1 St	4052301063792

Sicherheitsinformationen gemäß EU-Verordnung 2023/988: Diese(s) Produkt(e) ist/sind bei bestimmungsgemäßen Gebrauch mit keinem oder geringen Sicherheitsrisiko eingestuft und bedarf/bedürfen keiner weiteren Sicherheits- oder Warnhinweise. (Hersteller/Inverkehrbringer: EICHNER Organisation GmbH & Co. KG, Uferstr.28, 96450 Coburg, Germany, service@eichner-org.de, www.eichner-org.de)